

ベスポジ BPZ

抗菌・抗ウイルスシリーズ

毎日が安心の抗菌・抗ウイルスをプラス



DIPPERホクメイ

ベスポジ BPZ

和室天井に対応
対応するシーンが広がりました

新 木製アーム
抗菌・抗ウイルス加工



新 オプション



Tilt 手すり・Triple 手すり・Offset 手すり



ベスポジ BPZ

ティルト手すり



前腕部を置くことで、自然な前傾姿勢とプッシュアップからの立ち座りの重心移動が容易になります。



角度調整

約7°の回転
26段階

用途に合わせた調整が可能に



■ ティルト手すり セット (写真は、レギュラー)


ベスポジBPZ
ティルト手すり 単品

BPZ-410

30,800 円 (税別 28,000 円)

TAISコード:00254-000870

WEB ページ



ティルト手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000871		ベスポジBPZ 丸ベース ロング ティルト手すり セット BPZ-410-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000872
Tベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000873		ベスポジBPZ Tベース ロング ティルト手すり セット BPZ-410-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000874
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-52 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000875		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング ティルト手すり セット BPZ-410-72 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000876

ベスポジ BPZ

トリプル手すり




支持基底面を大きくし、足の踏み換え、
方向転換におけるバランスコントロールが容易になります。



■ トリプル手すり セット (写真は、レギュラー)

ベスポジBPZ
トリプル手すり 単品
BPZ-320V
46,200 円 (税別 42,000 円)
TAISコード:00254-000853

WEB ページ



トリプル手すりセット


ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-10 101,200 円 (税別 92,000 円) TAISコード:00254-000854		ベスポジBPZ 丸ベース ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-30 103,400 円 (税別 94,000 円) TAISコード:00254-000855
Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-50 101,200 円 (税別 92,000 円) TAISコード:00254-000856		ベスポジBPZ Tベース ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-70 103,400 円 (税別 94,000 円) TAISコード:00254-000857
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-52 105,600 円 (税別 96,000 円) TAISコード:00254-000858		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-72 107,800 円 (税別 98,000 円) TAISコード:00254-000859

ベスポジ BPZ

オフセット手すり




コーナー部などにおいて、
手首や上腕に負担の少ない支持位置に配置が可能です。



■ オフセット手すり セット (写真は、レギュラー)


ベスポジBPZ
オフセット手すり 単品
BPZ-330V
27,500 円 (税別 25,000 円)
TAISコード:00254-000860

WEB ページ



オフセット手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000861	ベスポジBPZ 丸ベース ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000862	ベスポジBPZ 丸ベース ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000863
Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000864	ベスポジBPZ Tベース ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000865	ベスポジBPZ Tベース ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000866
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000867	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-62 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000868	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-72 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000869



新 木製アーム

抗菌・抗ウイルス ダブル効果

ベスポジの木手すりのラインナップに
抗菌・抗ウイルスモデルが加わりました。
更に安心と安全がアップします。

抗菌とは

製品上の細菌などの微生物の増殖を抑えます。




※ 菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは区別されます。

抗菌加工のメリット

- 細菌の増殖を抑え、衛生的な環境を維持しやすい。
- 製品表面の清潔を保ち、悪臭発生を抑える効果。
- 健康被害のリスクを軽減する手助けに。


抗ウイルスとは

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



抗ウイルス加工のメリット

- ウイルスを減少させ、安全で清潔な環境に。
- 感染リスクを軽減し、健康を守る。
- 公共や家庭で快適かつ衛生的な空間づくりに。




【木手すり】木部表面
無機抗菌加工剤・塗装
JP0122520A0003Q

【木手すり】木部表面
無機抗ウイルス加工剤・塗装
JP0612520A0002T

SIAA
抗菌加工

SIAA
抗ウイルス加工



【BPZ】
パイプ被覆部

毎日触れるところだから
安心と安全を

【BPZ】パイプ被覆部
有機合成抗ウイルス加工剤・練り込み
JP0612520A0001S

SIAA
抗ウイルス加工

ご使用時は、清潔に保ってください。


表面が汚染物（チリやホコリ、汚れなど）で覆われたままだと、抗菌効果は十分に発揮されません。
したがって、抗菌加工製品であっても、常に清潔に保つ必要があります。

ベースポジ BPZ
基本セット


オプション追加で機能を拡張。簡単設置の選べる基本セット




選べるベース 設置場所の天井に適應する
天井ベースをお選びください。



選べるサイズ 設置場所の天井高に適應する
サイズをお選びください。



T型天井ベースの特徴



設置場所を選ばず、プレート位置をずらして柔軟に対応。



和室の天井などにも有効で、木板の端部にも設置が可能。

選べる床ベース
耐水ベース※



ベランダや玄関ポーチでの使用が可能な耐水仕様。

オプション追加
クッションカバー



支柱との衝撃を緩和する、着脱が容易なファスナー仕様。

※通常の丸ベースタイプに耐水ベースを取付け可能です。その際は、専用のアタッチメント（別売）をご使用ください。

基本セット

オプション・仕様	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
—	丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー BPZ-100-10 55,000 円 (税別 50,000 円) TAISコード:00254-000410	ベースポジBPZ 丸ベース ショート BPZ-100-20 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000412	ベースポジBPZ 丸ベース ロング BPZ-100-30 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000414
	Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー BPZ-100-50 55,000 円 (税別 50,000 円) TAISコード:00254-000416	ベースポジBPZ Tベース ショート BPZ-100-60 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000418	ベースポジBPZ Tベース ロング BPZ-100-70 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000420
	T1000	ベースポジBPZ Tベース1000 レギュラー BPZ-100-52 59,400 円 (税別 54,000 円) TAISコード:00254-000801	ベースポジBPZ Tベース1000 ショート BPZ-100-62 61,600 円 (税別 56,000 円) TAISコード:00254-000802	ベースポジBPZ Tベース1000 ロング BPZ-100-72 61,600 円 (税別 56,000 円) TAISコード:00254-000803
クッションカバー 付き	丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー クッションカバー付き BPZ-100-10C 58,850 円 (税別 53,500 円) TAISコード:00254-000411	ベースポジBPZ 丸ベース ショート クッションカバー付き BPZ-100-20C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000413	ベースポジBPZ 丸ベース ロング クッションカバー付き BPZ-100-30C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000415
	Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー クッションカバー付き BPZ-100-50C 58,850 円 (税別 53,500 円) TAISコード:00254-000417	ベースポジBPZ Tベース ショート クッションカバー付き BPZ-100-60C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000419	ベースポジBPZ Tベース ロング クッションカバー付き BPZ-100-70C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000421
耐水仕様	丸ベース 耐水	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 BPZ-100-80 60,500 円 (税別 55,000 円) TAISコード:00254-000422	ベースポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 BPZ-100-81 62,700 円 (税別 57,000 円) TAISコード:00254-000423	ベースポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 BPZ-100-82 62,700 円 (税別 57,000 円) TAISコード:00254-000424


※ T ベースは木製部材を使用しているため、耐水仕様はございません。

バスポジ BPZ

ツイン手すり W+D 抗菌・抗ウイルス



座位から立位にかけての重心軌道と手すりを同形状にしつつ、
両手支持ができることで安定性を高めた動作ができます。




バスポジBPZ ツイン手すり
W+D 抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-300V



36,300 円 (税別 33,000 円)

TAISコード:00254-000877

WEB ページ



ブラケットを組み替えることで、
90°、135°、180° の角度に対応可能



■ ツイン手すり W+D 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)

ツイン W+D 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-10 91,300 円 (税別 83,000 円) TAISコード:00254-000878	バスポジBPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-20 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000879	バスポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-30 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000880
Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-50 91,300 円 (税別 83,000 円) TAISコード:00254-000881	バスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-60 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000882	バスポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-70 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000883
T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-52 95,700 円 (税別 87,000 円) TAISコード:00254-000884	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-62 97,900 円 (税別 89,000 円) TAISコード:00254-000885	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-72 97,900 円 (税別 89,000 円) TAISコード:00254-000886

従来の木手すりは、こちら

ツイン手すり W+D
WEB ページ





ベスポジ BPZ

ツイン手すり W+W 抗菌・抗ウイルス




移乗、移動において、高位置かつ両手支持でバランス安定性を追求した手すりです。





ベスポジBPZ ツイン手すり
W+W 抗菌・抗ウイルス 単品
BPZ-310V
35,200 円 (税別 32,000 円)
TAISコード:00254-000887

WEB ページ



ブラケットを組み替えることで、
90°、135°、180° の角度に対応可能



■ ツイン手すり W+W 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)

ツイン W+W 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-10 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000888	ベスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-20 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000889	ベスポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-30 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000890
Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-50 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000891	ベスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-60 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000892	ベスポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-70 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000893
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-52 94,600 円 (税別 86,000 円) TAISコード:00254-000894	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-62 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード:00254-000895	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-72 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード:00254-000896

従来の木手すりは、こちら

ツイン手すり W+W
WEB ページ



ベスポジ BPZ

円型手すり 抗菌・抗ウイルス



ベスポジを軸に方向転換や足の踏み換えを円滑に行えます。



クッションカバー（オプション）を使用した例

ベスポジBPZ 円型手すり


抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-700V

30,800 円（税別 28,000 円）

TAISコード:00254-000977

WEB ページ



ベスポジ BPZ

角型手すり 抗菌・抗ウイルス




立ち座りや方向転換、両手支持など多様な動作をサポートします。



縦使用



横使用



トイレなどの狭所で
特に有効です。

縦使用での立位保持の例

ベスポジBPZ 角型手すり


抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-750V

30,800 円（税別 28,000 円）

TAISコード:00254-001005

WEB ページ



円型 / 角型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
円型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000978	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-20 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000982	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000986
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000990	ベスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-60 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000994	ベスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000998
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-54 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-001002	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-64 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001003	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-74 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001004
	クッションカバー付き	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-10C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-000979	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-20C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000983	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-30C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000987
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-50C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-000991	ベスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-60C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000995	ベスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-70C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000999
	「フッシュ手すり 2点セット」	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-12 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-000980	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-22 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000984	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-32 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000988
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-52 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-000992	ベスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-62 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000996	ベスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-72 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-001000
	「フッシュ手すり 3点セット」	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-13C 120,450 円 (税別 109,500 円) TAISコード:00254-000981	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-23C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000985	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-33C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000989
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-53C 120,450 円 (税別 109,500 円) TAISコード:00254-000993	ベスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-63C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000997	ベスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-73C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-001001
角型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-001006	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-20 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001008	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001010
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-001012	ベスポジBPZ Tベース ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-60 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001014	ベスポジBPZ Tベース ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001016
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-52 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-001018	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-62 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001019	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-72 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001020
	クッションカバー付き	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-10C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-001007	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-20C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001009	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-30C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001011
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-50C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-001013	ベスポジBPZ Tベース ショート 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-60C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001015	ベスポジBPZ Tベース ロング 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-70C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001017

従来の木手すりは、こちら

円型手すり
WEB ページ




角型手すり
WEB ページ



■ 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット
(写真は、レギュラー)

■ 角型 抗B/V クッションカバー付き セット
(写真は、レギュラー)



■ フッシュ手すり (オプション)





■ クッションカバー (オプション)

ベスポジ BPZ

b型手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち上がりの重心軌道に添った形状で、立ち上がり特化型の手すりです。




ベスポジBPZ
b型手すり 抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-600V

25,300 円 (税別 23,000 円)

TAISコード:00254-000925

WEB ページ



ベスポジ BPZ

b型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち上がりの重心軌道に添った形状で、立位支持を含めた立ち上がり特化型の手すりです。




ベスポジBPZ b型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-610V

27,500 円 (税別 25,000 円)

TAISコード:00254-000941

WEB ページ




ベスポジ BPZ

D型手すり 抗菌・抗ウイルス



引き込みによる前傾とプッシュアップで下肢にかかる負担を軽減します。




ベスポジBPZ D型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-620V

19,800 円 (税別 18,000 円)

TAISコード:00254-000951

WEB ページ



b型 / b型ロング / D型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
b型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-10 80,300 円 (税別 73000 円) TAISコード:00254-000926	ベスポジBPZ 丸ベース ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-20 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000928	ベスポジBPZ 丸ベース ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-30 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000930
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-50 80,300 円 (税別 73000 円) TAISコード:00254-000932	ベスポジBPZ Tベース ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-60 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000934	ベスポジBPZ Tベース ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-70 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000936
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-52 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000938	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-62 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000939	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-72 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000940
	クッションカバー付き	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-10C 84,150 円 (税別 76,500 円) TAISコード:00254-000927	ベスポジBPZ 丸ベース ショート b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-20C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000929	ベスポジBPZ 丸ベース ロング b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-30C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000931
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-50C 84,150 円 (税別 76,500 円) TAISコード:00254-000933	ベスポジBPZ Tベース ショート b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-60C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000935	ベスポジBPZ Tベース ロング b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-70C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000937
b型ロング 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000942	ベスポジBPZ 丸ベース ショート b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000943	ベスポジBPZ 丸ベース ロング b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000944
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000945	ベスポジBPZ Tベース ショート b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000946	ベスポジBPZ Tベース ロング b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000947
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000948	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-62 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000949	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング b型ロング 抗B/V セット BPZ-610V-72 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000950
	クッションカバー付き	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-10 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000952	ベスポジBPZ 丸ベース ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-20 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000954	ベスポジBPZ 丸ベース ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-30 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000956
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-50 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000958	ベスポジBPZ Tベース ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-60 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000960	ベスポジBPZ Tベース ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-70 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000962
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-52 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000964	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-62 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード:00254-000965	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-72 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード:00254-000966
D型手すり 抗菌・抗ウイルス	クッションカバー付き	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-10C 78,650 円 (税別 71,500 円) TAISコード:00254-000953	ベスポジBPZ 丸ベース ショート D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-20C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000955	ベスポジBPZ 丸ベース ロング D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-30C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000957
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-50C 78,650 円 (税別 71,500 円) TAISコード:00254-000959	ベスポジBPZ Tベース ショート D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-60C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000961	ベスポジBPZ Tベース ロング D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-70C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000963

従来の木手すりは、こちら

b型手すり
WEB ページ



b型ロング
WEB ページ



D型手すり
WEB ページ




■ b型 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ b型ロング 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ D型 抗B/V クッションカバー付き セット
(写真は、レギュラー)




■ クッションカバー (オプション)

ベスポジ BPZ

ウェーブ型手すり 抗菌・抗ウイルス



移動の中継や動作の支援に有効な基本形の手すりです。




ベスポジBPZ ウェーブ型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-500V

17,600 円 (税別 16,000 円)

TAISコード:00254-000897

WEB ページ





ベスポジ BPZ

ウェーブ型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち上がりや段差昇降などの動作をサポートする基本形の手すりです。




ベスポジBPZ ウェーブ型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-500VL

18,700 円 (税別 17,000 円)

TAISコード:00254-000898

WEB ページ





ベスポジ BPZ

I型手すり 抗菌・抗ウイルス



床からの立ち上がりや段差昇降など、重心の上下動が大きく把持力低下傾向の方に有効です。




ベスポジBPZ I型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-630V

25,300 円 (税別 23,000 円)

TAISコード:00254-000967

WEB ページ



ウェーブ型 / ウェーブ型ロング / I型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
抗菌・抗ウイルス ウェーブ型手すり	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-10 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード:00254-000899	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-20 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000901	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-30 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000903
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-50 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード:00254-000905	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-60 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000907	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-70 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000909
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-52 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000919	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-62 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000921	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-72 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000923
ウェーブ型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-11 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-000900	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-21 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000902	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-31 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000904
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-51 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-000906	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-61 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000908	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-71 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000910
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-53 78,100 円 (税別 71,000 円) TAISコード:00254-000920	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-63 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000922	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-73 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000924
	グリップ茶付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-14 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000911		バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-34 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000913
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-54 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000915		バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-74 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000917
	グリップ緑付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-15 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000912		バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-35 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000914
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-55 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000916		バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-75 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000918
I型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-10 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000968	バスポジBPZ 丸ベース ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-20 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000969	バスポジBPZ 丸ベース ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-30 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000970
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-50 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000971	バスポジBPZ Tベース ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-60 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000972	バスポジBPZ Tベース ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-70 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000973
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-52 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000974	バスポジBPZ Tベース1000 ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-62 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000975	バスポジBPZ Tベース1000 ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-72 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000976

従来の木手すりは、こちら

ウェーブ型手すり / ウェーブ型手すりロング
WEB ページ



I型手すり
WEB ページ



■ ウェーブ型 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ ウェーブ型ロング 抗B/V セット
グリップ緑付
(写真は、レギュラー)



■ I型 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ グリップボール (オプション)



DIPPERホクメイ

東京本社	〒110-0015	東京都台東区東上野 1-7-5	TEL 03-5818-0621	FAX 03-5818-0624
大阪本部	〒544-0001	大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1	TEL 06-6754-0625	FAX 06-6758-6485
中部営業所	〒453-0013	愛知県名古屋市中村区亀島 2-26-4	TEL 052-459-3004	FAX 052-453-1277
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 2-18-30	TEL 092-686-9300	FAX 092-686-9260
受注センター	〒693-0043	島根県出雲市長浜町 516-46	TEL 0853-28-0521	FAX 0853-28-2128