


2024年10月

バスポジ BPZ

for INDEPENDENT LIVING

自立生活を目指して



DIPPERホクメイ

INDEX

インデックス

- 03 ベスポジBPZ コンセプト
- 04 基本セット
- 05 ツイン手すり (W+D / W+W)
- 06 b型手すり / b型手すりロング
- 07 D型手すり / I型手すりロング
- 08 プッシュ手すり
- 09 円型手すり / 角型手すり
- 10 ウェーブ型手すり / ウェーブ型手すりロング
- 11 グリップアーム (3P / 5P / 5P斜)
- 12 玄関アーム (レギュラー / ショート)
- 13 伸縮手すり (固定 / 曲げ)
- 14 木手すり (固定 / 曲げ)
- 15 木手すり (跳ね上げ / 取り外し)

CONCEPT

ベスポジBPZ コンセプト



レバーが伸ばせることにより ロックがより容易になった

ロック機能を兼ね備えたレバーは、六角レンチが不要になりました。7cm 伸ばすことで締付操作が容易になりました。



専用垂直器が標準装備 & Wロック機能

W ストッパーとなる垂直器が標準装備。可動・取り外しもできます。



抗ウィルス加工 感染症対策

外パイプの被膜に抗ウイルス加工を施しています。(製品表面に付着したウイルスの数を減少させることを抗ウイルス加工といいます。)

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・SIAA の安全基準に適合しています。



蓄光リングが 標準装備

レバー部と下部に蓄光リングを装備しています。楕円形になっており、リングの位置が変更できます。

ベスポジ BPZ

基本セット

選べるベース

設置場所の天井に適應する
天井ベースをお選びください。

丸ベース

Tベース

Tロングベース



選べる長さ

設置場所の天井高に適應する
長さをお選びください。


ショート

レギュラー

ロング



T型天井ベースの特徴



T ベースのプレート位置をずらすことで、様々な使用環境に柔軟に対応することが可能となります。



和室のような竿縁天井等において有効で、木板の端部にも組替えが可能です。

選べる床ベース 耐水仕様



ベランダや玄関ポーチでの使用が可能です。丸ベースとの組合せ(玄関アームセットを除く)のみ対応となっています。

※標準タイプをすでにお持ちの場合、
アタッチメントを使用して取り付けることが可能です。

オプション追加 クッションカバー



ベスポジの支柱に身体をあずける際に、保護する為のクッション。直線型ファスナー仕様なので取外しが簡単。

ベスポジBPZ 丸ベース

レギュラー基本セット

BPZ-100-10

55,000円 (税別50,000円)

TAISコード：00254-000410

ベスポジBPZ Tベース

レギュラー基本セット

BPZ-100-50

55,000円 (税別50,000円)

TAISコード：00254-000416

ベスポジBPZ Tベース1000

レギュラー基本セット

BPZ-100-52

59,400円 (税別54,000円)

TAISコード：00254-000801

ベスポジBPZ 丸ベース

レギュラー クッションカバー付き

BPZ-100-10C

58,850円 (税別53,500円)

TAISコード：00254-000411

ベスポジBPZ Tベース

レギュラー クッションカバー付き

BPZ-100-50C

58,850円 (税別53,500円)

TAISコード：00254-000417

耐水

ベスポジBPZ 丸ベース
レギュラー 耐水

BPZ-100-80

60,500円 (税別55,000円)

TAISコード：00254-000422

耐水

ベスポジBPZ 丸ベース
ショート 耐水

BPZ-100-81

62,700円 (税別57,000円)

TAISコード：00254-000423

耐水

ベスポジBPZ 丸ベース
ロング 耐水

BPZ-100-82

62,700円 (税別57,000円)

TAISコード：00254-000424

他の組合せは QR コードから
公式ページ：基本セット

- ベスポジBPZ 丸ベース 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベース 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースロング 各サイズ



ベスポジ BPZ

ツイン手すり W+D



D型とウェーブの手すりを一体化。プッシュアップ、移乗、立位保持に対応し、用途に応じて角度の変更が可能。



180°



135°



90°

単品

ツイン手すり W+D

BPZ-300

33,000円 (税別30,000円)

TAISコード: 00254-000425

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
ツイン手すり W+Dセット

BPZ-300-10

88,000円 (税別80,000円)

TAISコード: 00254-000426

他の組合せは QR コードから

公式ページ: ツイン手すり W+D

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ



ベスポジ BPZ

ツイン手すり W+W



2つのウェーブ手すりを一体化。イスからの立ち上がり、移乗、立位保持など用途に応じて角度の変更が可能。



180°



135°



90°

単品

ツイン手すり W+W

BPZ-310

31,900円 (税別29,000円)

TAISコード: 00254-000432

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
ツイン手すり W+Wセット

BPZ-310-10

86,900円 (税別79,000円)

TAISコード: 00254-000433

他の組合せは QR コードから

公式ページ: ツイン手すり W+W

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ



ベスポジ BPZ

b型手すり



手前の「丸み」は、端座位から前傾を促し、腰を浮かすまでをサポート。プッシュアップでの立ち上がり対応の手すり。

単品

b型手すり

BPE-300-90

22,000円 (税別20,000円)

TAISコード: 00254-000367

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

b型 セット

BPZ-600-10

77,000円 (税別70,000円)

TAISコード: 00254-000485

他の組合せは QR コードから

公式ページ: b 型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ T ベースセット 各サイズ
- クッションカバー付き セット



ベスポジ BPZ

b型手すりロング



立ち座りの重心移動をスムーズに移行できるようにサポート。立ち上がりと立位保持を兼ね備えた手すり。

単品

b型手すりロング

BPE-300-100

24,200円 (税別22,000円)

TAISコード: 00254-000368

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

b型ロング セット

BPZ-610-10

79,200円 (税別72,000円)

TAISコード: 00254-000497

他の組合せは QR コードから


公式ページ: b 型手すりロング

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ T ベースセット 各サイズ



ベスポジ BPZ

D型手すり



垂直・水平・湾曲の形状で、立ち座り時の前傾姿勢サポートと、プッシュアップを兼ね備えた手すり。

単品

D型手すり

BPE-300-110

16,500円 (税別15,000円)

TAISコード: 00254-000369

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

D型 セット

BPZ-620-10

71,500円 (税別65,000円)

TAISコード: 00254-000503

他の組合せは QR コードから

公式ページ: D 型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- クッションカバー付き セット



ベスポジ BPZ

I型手すり



握力に不安のある方でも、握り位置が安定するグリップボールが付属。段差の昇降、立ち上がり、立位保持に対応。

単品

I型手すり

BPE-300-120

22,000円 (税別20,000円)

TAISコード: 00254-000370

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

I型手すりセット

BPZ-630-10

77,000円 (税別70,000円)

TAISコード: 00254-000515

他の組合せは QR コードから

公式ページ: I 型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ



ベスポジ BPZ

プッシュ手すり



握らずにプッシュアップできる面受け手すり。クッション性が高く、向きが変えられるので、寄り掛かり用途も可能。

単品

プッシュ手すり

BPZ-400

30,800円 (税別28,000円)

TAISコード: 00254-000439

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
プッシュ手すり セット

BPZ-400-10

85,800円 (税別78,000円)

TAISコード: 00254-000440

他の組合せは QR コードから


公式ページ: プッシュ手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ




横付け・縦付けの組替え[※]

ブラケット上部を外し（1つのボルト）、斜め軸に回転させた後に、再び下部と組み合わせて固定してください。



横向き・縦向きの組替え[※]

クッションをブラケットから外し（ブラケットの中にある4つのボルト）、クッション面を保って回転させた後に（または位置をずらして）再び固定してください。



※画像はイメージです。組替えを行なう場合は、ボールから取り外した状態でおこなってください。また、製品同梱の「施工説明書」によく読んでお取り扱いください。

ベスポジ BPZ

円型手すり



移乗方向に制約のない手すり。トイレなどの衣服の着脱で「前かがみ」姿勢の保持にも有効。

単品

円型手すり

BPE-300-20

27,500円 (税別25,000円)

TAISコード: 00254-000131

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
円型 セット

BPZ-700-10

82,500円 (税別75,000円)

TAISコード: 00254-000521

他の組合せは QR コードから
公式ページ: 円型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- クッションカバー付き セット



ベスポジ BPZ

角型手すり



まっすぐの握り手が安定する方に。省スペースで縦付けも可能な手すり。「前かがみ」姿勢の保持にも有効。

単品

角型手すり

BPE-300-30

27,500円 (税別25,000円)

TAISコード: 00254-000132

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
角型 セット

BPZ-750-10

82,500円 (税別75,000円)

TAISコード: 00254-000545



他の組合せは QR コードから
公式ページ: 角型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- クッションカバー付き セット



ベスポジ BPZ

ウェーブ型手すり



立ち座りや、起立姿勢の保持をサポートする手すり。手になじみやすく滑りにくいウェーブ加工を施しています。

単品

ウェーブ型手すり

BPE-300-10

14,300円 (税別13,000円)

TAISコード: 00254-000130

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
ウェーブ型 セット

BPZ-500-10

69,300円 (税別63,000円)

TAISコード: 00254-000446

他の組合せは QR コードから


公式ページ: ウェーブ型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ



ベスポジ BPZ

ウェーブ型手すりロング



両腕使用で身体のバランスを安定させるロングタイプ。立ち座りや、立位保持に対応の手すり。

単品

ウェーブ型手すりロング

BPE-300-40

15,400円 (税別14,000円)

TAISコード: 00254-000133

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
ウェーブ型ロング セット

BPZ-500-11

70,400円 (税別64,000円)

TAISコード: 00254-000447

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き

BPZ-500-15

70,950円 (税別64,500円)

TAISコード: 00254-000846



グリップボール

他の組合せは QR コードから


公式ページ: ウェーブ型手すり

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- グリップボール付き



ベスポジ BPZ

グリップアーム 3P



握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すり。

単品

グリップアーム 3P

BPE-300-70

19,800円 (税別18,000円)

TAISコード : 00254-000144

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
グリップアーム 3P セット

BPZ-510-10

74,800円 (税別68,000円)

TAISコード : 00254-000458

他の組合せは QR コードから


公式ページ : グリップアーム

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 耐水仕様



ベスポジ BPZ

グリップアーム 5P



滑り止め突起が5つで、玄関ポーチなどでの上下移動を考慮した手すり。

単品

グリップアーム 5P

BPE-300-60

22,000円 (税別20,000円)

TAISコード : 00254-000143

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
グリップアーム 5P セット

BPZ-511-10

77,000円 (税別70,000円)

TAISコード : 00254-000464

他の組合せは QR コードから

公式ページ : グリップアーム

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 耐水仕様



ベスポジ BPZ

グリップアーム 5P斜



幅広部分によって、立位保持の安定を配慮。イスからの立ち座りにも対応。

単品

グリップアーム 5P斜

BPE-300-50

22,000円 (税別20,000円)

TAISコード : 00254-000142

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
グリップアーム-e 5P斜 セット

BPZ-512-10

77,000円 (税別70,000円)

TAISコード : 00254-000470

他の組合せは QR コードから


公式ページ : グリップアーム

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 耐水仕様



ベスポジ BPZ

玄関アームレギュラー



玄関などの段差で、立位保持、立ち座り、昇降と横移動（カニ歩き）に対応した手すり。

単品

玄関アームRE

BPE-500-10

47,300円 (税別43,000円)

TAISコード：00254-000360

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

玄関アームRE セット

BPZ-800-10

102,300円 (税別93,000円)

TAISコード：00254-000557

他の組合せは QR コードから


公式ページ：玄関アームレギュラー

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 耐水仕様



ベスポジ BPZ

玄関アームショート



立位保持、立ち座り、昇降と横移動（カニ歩き）に対応した手すり。他の手すりとは併せたい場合にもおすすめ。

単品

玄関アームSH

BPE-500-20

41,800円 (税別38,000円)

TAISコード：00254-000361

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー

玄関アーム SH セット

BPZ-810-10

96,800円 (税別88,000円)

TAISコード：00254-000563

他の組合せは QR コードから

公式ページ：玄関アームショート

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 耐水仕様




ベスポジ BPZ

伸縮手すり 固定



伸縮幅：300 mm



伸縮

単品

システム伸縮手すり
固定セット 900-1200

SBR-30-912

29,700円 (税別27,000円)

TAISコード：00254-000170

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
H型 伸縮・固定 900-1200 セット

BPZ-H2500-11

139,700円 (税別127,000円)

TAISコード：00254-000655

他の組合せは QR コードから

公式ページ：H 型 - 伸縮手すり固定セット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 伸縮・固定 各サイズ ■耐水仕様



ベスポジ BPZ

伸縮手すり 曲げ



伸縮幅：300 mm



伸縮

段差では傾斜をつけられる他、横曲げでオフセット型やコーナー部にも対応。角度や間隔の調整が容易です。



横方向に曲がるように取り付けて、オフセット手すりとしてもご利用いただけます。

単品

システム伸縮手すり
曲げセット 900-1200

SBR-40-912

31,240円 (税別28,400円)

TAISコード：00254-000172

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット

BPZ-H2600-11

141,240円 (税別128,400円)

TAISコード：00254-000673

他の組合せは QR コードから



公式ページ：H 型 - 伸縮手すり曲げセット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 伸縮・曲げ 各サイズ ■耐水仕様



ベスポジ BPZ

木手すり 固定



ストレートに連結する手すり。壁や家具にとらわれない設置が可能です。連結はH型セットが基本となります。

単品

システム木手すり
固定セット 900

SBR-10-090

16,500円 (税別15,000円)

TAISコード: 00254-000062

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
H型 木手すり 固定 900 セット

BPZ-H2000-11

126,500円 (税別115,000円)

TAISコード: 00254-000582

他の組合せは QR コードから

公式ページ: H 型・固定セット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 木手すり・固定 各サイズ



ベスポジ BPZ

木手すり 曲げ



段差では傾斜をつけられる他、横曲げでオフセット型やコーナー部にも対応する手すり。



横方向に曲がるように取り付けて、オフセット手すりとしてもご利用いただけます。

単品

システム木手すり
曲げセット 900

SBR-20-090

18,040円 (税別16,400円)

TAISコード: 00254-000063

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
H型 木手すり 曲げ 900 セット

BPZ-H2100-11

128,040円 (税別116,400円)

TAISコード: 00254-000600

他の組合せは QR コードから


公式ページ: H 型・曲げセット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 木手すり・曲げ 各サイズ



ベスポジ BPZ

木手すり 跳ね上げ



扉の前などで、通行の制限を緩和できます。跳ね上げ時に軽く、下すときに抵抗がかかる安全仕様です。

単品

システム木手すり
跳ね上げセット 900

SBR-70-090

33,000円 (税別30,000円)

TAISコード: 00254-000064

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
木手すり 跳ね上げ 900 セット

BPZ-H2200-11

143,000円 (税別130,000円)

TAISコード: 00254-000618

他の組合せは QR コードから


公式ページ: H 型 - 跳ね上げセット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 木手すり・跳ね上げ 各サイズ



ベスポジ BPZ

木手すり 取り外し



一時的に取り外しや取り付けが可能な連結手すり。例えば、部屋の内外をつなぐ場合などに有効。

単品

システム木手すり
取り外しセット 900

SBR-80-090

19,800円 (税別18,000円)

TAISコード: 00254-000065

セット

ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー
H型 木手すり 取り外し 900 セット

BPZ-H2300-11

129,800円 (税別118,000円)

TAISコード: 00254-000636

他の組合せは QR コードから

公式ページ: H 型 - 取り外しセット

- ベスポジBPZ 丸ベースセット 各サイズ
- ベスポジBPZ Tベースセット 各サイズ
- 木手すり・取り外し 各サイズ



ベスポジ BPZ


導入の事例



医療法人マックスール


箕病院

リハビリテーション特化型デイサービス



社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

箕面市立介護老人保健施設



リハ室

脱衣所

DIPPER ホクメイ 株式会社

東京本社 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-7-5
大阪本部 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1
中部営業所 〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島 2-26-4
福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-18-30
受注センター 〒693-0043 島根県出雲市長浜町 516-46

TEL 03-5818-0621 FAX 03-5818-0624
TEL 06-6754-0625 FAX 06-6758-6485
TEL 052-459-3004 FAX 052-453-1277
TEL 092-686-9300 FAX 092-686-9260
TEL 0853-28-0521 FAX 0853-28-2128

