

ベスポジ BPZ

オプション手すり総合カタログ

For INDEPENDENT LIVING

自立生活を目指して



DIPPERホクメイ



施設利用から
在宅利用まで



INDEX インデックス

新オプション

- 04 ---- ティルト手すり
- 05 ---- スリーポイント手すり
- 06 ---- トリプル手すり
- 07 ---- オフセット手すり

基本セット

- 08 ---- 基本セット

抗菌・抗ウイルス

- 09 ---- 抗菌・抗ウイルス仕様について
- 10 ---- ツイン手すり W+D 抗菌・抗ウイルス
- 11 ---- ツイン手すり W+W 抗菌・抗ウイルス
- 12-13 -- 円型手すり 抗菌・抗ウイルス
角型手すり 抗菌・抗ウイルス
- 14-15 -- b型手すり 抗菌・抗ウイルス
b型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス
D型手すり 抗菌・抗ウイルス
- 16-17 -- ウェーブ型手すり 抗菌・抗ウイルス
ウェーブ型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス
I型手すり 抗菌・抗ウイルス

プッシュ・玄関

- 18-19 -- プッシュ手すり
玄関アーム (レギュラー / ショート)

グリップアーム

- 20-21 -- グリップアーム (3P / 5P / 5P斜)

システム手すり

- 22-25 -- 伸縮手すり (固定 / 曲げ)
木手すり (固定 / 曲げ / 跳ね上げ / 取り外し)

従来オプション

- 26 ---- ツイン手すり (W+D / W+W)
- 27 ---- 円型手すり
角型手すり
- 28 ---- b型手すり
b型手すりロング
D型手すり
- 29 ---- ウェーブ型手すり
ウェーブ型手すりロング
I型手すり

QRリンク


- 30-31 -- QRリンク一覧



ベスポジ BPZ

ティルト手すり


前腕部を置くと立ち座りの重心移動へ導く形状で
自然と前傾姿勢とブッシュアップが容易になります。



角度調整

約7°の回転
26段階

用途に合わせた調整が可能に



■ ティルト手すり セット (写真は、レギュラー)


ベスポジBPZ
ティルト手すり 単品

BPZ-410

30,800 円 (税別 28,000 円)

TAISコード:00254-000870

WEB ページ



寸法 (mm) : W258×D196×H94.5
クッション厚み (mm) : 45 | 重量 (kg) : 1.10
材質 : [クッション] エラストマー、[ブラケット] PA、アルミ

ティルト手すりセット

オプション・仕様	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000871		ベスポジBPZ 丸ベース ロング ティルト手すり セット BPZ-410-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000872
	Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000873		ベスポジBPZ Tベース ロング ティルト手すり セット BPZ-410-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000874
	T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ティルト手すり セット BPZ-410-52 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000875		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング ティルト手すり セット BPZ-410-72 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000876
ティルト・ブッシュ [2点セット]	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ティルト・ブッシュ 2点セット BPZ-410-13 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-001065		ベスポジBPZ 丸ベース ロング ティルト・ブッシュ 2点セット BPZ-410-33 118,000 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-001066
	Tベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー ティルト・ブッシュ 2点セット BPZ-410-53 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-001067		ベスポジBPZ Tベース ロング ティルト・ブッシュ 2点セット BPZ-410-73 118,000 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-001068

ベースポジ BPZ



スリーポイント手すり



スリーポイントが目的の握り位置の目印となり、
かつ滑り予防と安定感と快適性を実感



しっかり凹凸の グリップポイント




■ スリーポイント手すりセット (写真は、レギュラー)

ベースポジBPZ
スリーポイント手すり 単品

BPZ-340V
18,700 円 (税別 17,000 円)
TAISコード:00254-001055

WEB ページ



スリーポイント手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー スリーポイント手すり セット BPZ-340V-10 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-001056	ベースポジBPZ 丸ベース ショート スリーポイント手すり セット BPZ-340V-20 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-001057	ベースポジBPZ 丸ベース ロング スリーポイント手すり セット BPZ-340V-30 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-001058
Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー スリーポイント手すり セット BPZ-340V-50 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-001059	ベースポジBPZ Tベース ショート スリーポイント手すり セット BPZ-340V-60 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-001060	ベースポジBPZ Tベース ロング スリーポイント手すり セット BPZ-340V-70 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-001061
T1000	ベースポジBPZ Tベース1000 レギュラー スリーポイント手すり セット BPZ-340V-52 78,100 円 (税別 71,000 円) TAISコード:00254-001062	ベースポジBPZ Tベース1000 ショート スリーポイント手すり セット BPZ-340V-62 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-001063	ベースポジBPZ Tベース1000 ロング スリーポイント手すり セット BPZ-340V-72 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-001064

新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

フッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり


従来オプション

ベスポジ BPZ


トリプル手すり



支持基底面を大きくし、足の踏み換え、
方向転換におけるバランスコントロールが容易になります。




360° どの位置からでも 手すりを握める



■トリプル手すり セット (写真は、レギュラー)

ベスポジBPZ
トリプル手すり 単品
BPZ-320V
46,200 円 (税別 42,000 円)
TAISコード:00254-000853

WEB ページ



トリプル手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-10 101,200 円 (税別 92,000 円) TAISコード:00254-000854		ベスポジBPZ 丸ベース ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-30 103,400 円 (税別 94,000 円) TAISコード:00254-000855
Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-50 101,200 円 (税別 92,000 円) TAISコード:00254-000856		ベスポジBPZ Tベース ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-70 103,400 円 (税別 94,000 円) TAISコード:00254-000857
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー トリプル手すり セット BPZ-320V-52 105,600 円 (税別 96,000 円) TAISコード:00254-000858		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング トリプル手すり セット BPZ-320V-72 107,800 円 (税別 98,000 円) TAISコード:00254-000859

ベスポジ BPZ


オフセット手すり



扉前やコーナー部などにおいて、
手首や上腕に負担の少ない支持位置に配置が可能です。




障害物を避けて 適切な位置に設置



■ オフセット手すり セット (写真は、レギュラー)

ベスポジBPZ
オフセット手すり 単品
BPZ-330V
27,500 円 (税別 25,000 円)
TAISコード:00254-000860

WEB ページ



オフセット手すりセット

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000861	ベスポジBPZ 丸ベース ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000862	ベスポジBPZ 丸ベース ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000863
Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000864	ベスポジBPZ Tベース ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000865	ベスポジBPZ Tベース ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000866
T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー オフセット手すり セット BPZ-330V-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000867	ベスポジBPZ Tベース1000 ショート オフセット手すり セット BPZ-330V-62 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000868	ベスポジBPZ Tベース1000 ロング オフセット手すり セット BPZ-330V-72 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000869

ベースポジ BPZ

基本セット



WEB ページ



ベースポジの基本となる支柱型手すりセット
オプション追加で機能を拡張。簡単設置の選べる基本セット

選べるベース

設置場所の天井に適應する
天井ベースをお選びください。

丸ベース



Tベース




Tロングベース



選べるサイズ

設置場所の天井高に適應する
サイズをお選びください。

ショート




1700 ~ 2100 mm

レギュラー



1900 ~ 2700 mm

ロング




2200 ~ 3000 mm

T型天井ベースの特徴



設置場所を選ばず、プレート
位置をずらして柔軟に対応。



和室の天井などにも有効で、
木板の端部にも設置が可能。

選べる床ベース 耐水ベース※



ベランダや玄関ポーチでの使
用が可能な耐水仕様。

オプション追加 クッションカバー




支柱との衝撃を緩和する、着
脱が容易なファスナー仕様。

※通常の丸ベースタイプに耐水ベースを取付け可能です。その際は、専用のアタッチメント（別売）をご使用ください。

基本セット

オプション・仕様	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
—	丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー BPZ-100-10 55,000 円 (税別 50,000 円) TAISコード:00254-000410	ベースポジBPZ 丸ベース ショート BPZ-100-20 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000412	ベースポジBPZ 丸ベース ロング BPZ-100-30 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000414
	Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー BPZ-100-50 55,000 円 (税別 50,000 円) TAISコード:00254-000416	ベースポジBPZ Tベース ショート BPZ-100-60 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000418	ベースポジBPZ Tベース ロング BPZ-100-70 57,200 円 (税別 52,000 円) TAISコード:00254-000420
	T1000	ベースポジBPZ Tベース1000 レギュラー BPZ-100-52 59,400 円 (税別 54,000 円) TAISコード:00254-000801	ベースポジBPZ Tベース1000 ショート BPZ-100-62 61,600 円 (税別 56,000 円) TAISコード:00254-000802	ベースポジBPZ Tベース1000 ロング BPZ-100-72 61,600 円 (税別 56,000 円) TAISコード:00254-000803
クッションカバー 付き	丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー クッションカバー付き BPZ-100-10C 58,850 円 (税別 53,500 円) TAISコード:00254-000411	ベースポジBPZ 丸ベース ショート クッションカバー付き BPZ-100-20C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000413	ベースポジBPZ 丸ベース ロング クッションカバー付き BPZ-100-30C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000415
	Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー クッションカバー付き BPZ-100-50C 58,850 円 (税別 53,500 円) TAISコード:00254-000417	ベースポジBPZ Tベース ショート クッションカバー付き BPZ-100-60C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000419	ベースポジBPZ Tベース ロング クッションカバー付き BPZ-100-70C 61,050 円 (税別 55,500 円) TAISコード:00254-000421
耐水仕様	丸ベース 耐水	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 BPZ-100-80 60,500 円 (税別 55,000 円) TAISコード:00254-000422	ベースポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 BPZ-100-81 62,700 円 (税別 57,000 円) TAISコード:00254-000423	ベースポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 BPZ-100-82 62,700 円 (税別 57,000 円) TAISコード:00254-000424

※ Tベースは木製部材を使用しているため、耐水仕様はございません。



新 木製アーム 抗菌・抗ウイルス ダブル効果

ベスポジの木手すりのラインナップに
抗菌・抗ウイルスモデルが加わりました。
更に安心と安全がアップします。

抗菌とは

製品上の細菌などの微生物の
増殖を抑えます。




※ 菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは区別されます。

抗菌加工のメリット

- 細菌の増殖を抑え、衛生的な環境を維持しやすい。
- 製品表面の清潔を保ち、悪臭発生を抑える効果。
- 健康被害のリスクを軽減する手助けに。

抗ウイルスとは

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます。



抗ウイルス加工のメリット

- ウイルスを減少させ、安全で清潔な環境に。
- 感染リスクを軽減し、健康を守る。
- 公共や家庭で快適かつ衛生的な空間づくりに。

【木手すり】木部表面
無機抗菌加工剤・塗装
JP0122520A0003Q

【木手すり】木部表面
無機抗ウイルス加工剤・塗装
JP0612520A0002T

SIAA
抗菌加工

SIAA
抗ウイルス加工

【BPZ】パイプ被覆部

毎日触れるところだから
安心と安全を

【BPZ】パイプ被覆部
有機合成抗ウイルス加工剤・練り込み
JP0612520A0001S

SIAA
抗ウイルス加工

● SIAAコード：JP0122520A0003Q / JP0612520A0002T

項目	内容	項目	内容
同等抗菌加工製品群の内容	抗菌加工 介護用手すり	同等抗ウイルス加工製品群の内容	介護用手すり
用途	介護用手すり	用途	介護用手すり
抗菌加工部位	木部表面	抗ウイルス加工部位	木部表面
抗菌加工方法	塗装	抗ウイルス加工方法	塗装
抗菌剤の分類	無機抗菌剤	抗ウイルス加工剤の分類	無機抗ウイルス加工剤
抗菌剤の一般名	銀系	抗ウイルス加工剤の一般名	銀系
抗菌力試験実施機関名	大和化学工業株式会社 評価技術センター 一般財団法人カケンテストセンター	抗菌力試験実施機関名	日本繊維製品品質技術センター 一般財団法人
報告書No.	JNLA2021B153、JNLA2021B154、 JNLA2021B162、OS-21-063658-2	報告書No.	20KB061358-9、20KB061358-10、 20KB061358-17、20KB061358-18、 20KB0625586-1、20KB0625586-2
耐水性区分	0	耐水性区分	0
耐光性区分	1	耐光性区分	1
試験結果		試験結果	
耐水性	大腸菌 抗菌活性値 2.5(0%) / 2.0(200%) 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 3.0(0%) / 3.5(200%)	耐水性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 $\geq 4.2(0\%) / \geq 4.2(200\%)$ ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 $\geq 4.4(0\%) / \geq 4.4(200\%)$
耐光性	大腸菌 抗菌活性値 $>5.8(0\%) / >5.7(200\%)$ 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 $>3.9(0\%) / >4.2(200\%)$	耐光性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 $\geq 3.6(0\%) / \geq 2.7(200\%)$ ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 $\geq 4.5(0\%) / \geq 4.4(200\%)$

● SIAAコード：JP0612520A0001S

項目	内容	項目	内容
同等抗ウイルス加工製品群の内容	抗ウイルス加工 介護用手すり	同等抗ウイルス加工製品群の内容	抗ウイルス加工 介護用手すり
用途	介護用手すり	用途	介護用手すり
抗ウイルス加工部位	パイプ被覆部	抗ウイルス加工部位	パイプ被覆部
抗ウイルス加工方法	練り込み	抗ウイルス加工方法	練り込み
抗ウイルス加工剤の分類	有機合成抗ウイルス加工剤	抗ウイルス加工剤の分類	有機合成抗ウイルス加工剤
抗ウイルス加工剤の一般名	界面活性剤系	抗ウイルス加工剤の一般名	界面活性剤系
抗菌力試験実施機関名	大和化学工業株式会社 評価技術センター	抗菌力試験実施機関名	大和化学工業株式会社 評価技術センター
報告書No.	2022009611 2025B003	報告書No.	2022009611 2025B003
耐水性区分	2	耐水性区分	2
耐光性区分	1	耐光性区分	1
試験結果		試験結果	
耐水性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 2/ー ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 3.4/2.4	耐水性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 2/ー ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 3.4/2.4
耐光性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 4.3/ー ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 3.4/5.0	耐光性	インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 4.3/ー ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 3.4/5.0

ご使用時は、清潔に保ってください。


表面が汚染物（チリやホコリ、汚れなど）で覆われたままだと、抗菌効果は十分に発揮されません。
したがって、抗菌加工製品であっても、常に清潔に保つ必要があります。

バスポジ BPZ

ツイン手すり W+D 抗菌・抗ウイルス




座位から立位にかけての重心軌道に沿った位置に手すりを組むと、
両手支持ができることで安定性を高めた動作ができます。



バスポジBPZ ツイン手すりW+D
抗菌・抗ウイルス 単品
BPZ-300V
36,300 円 (税別 33,000 円)
TAISコード:00254-000877

WEB ページ



ブラケットを組み替えることで、
90°、135°、180° の角度に対応可能



■ ツイン手すり W+D 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)

ツイン W+D 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

従来(非抗菌・非抗ウイルス)の木手すりは

P.26


ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-10 91,300 円 (税別 83,000 円) TAISコード:00254-000878	バスポジBPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-20 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000879	バスポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-30 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000880
Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-50 91,300 円 (税別 83,000 円) TAISコード:00254-000881	バスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-60 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000882	バスポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-70 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード:00254-000883
T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-52 95,700 円 (税別 87,000 円) TAISコード:00254-000884	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-62 97,900 円 (税別 89,000 円) TAISコード:00254-000885	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+D 抗B/V セット BPZ-300V-72 97,900 円 (税別 89,000 円) TAISコード:00254-000886

ベースポジ BPZ

ツイン手すり W+W 抗菌・抗ウイルス



移乗、移動において、高位置かつ両手支持でバランス安定性を追求した手すりです。




ベースポジBPZ ツイン手すり W+W
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-310V

35,200 円 (税別 32,000 円)

TAISコード:00254-000887

WEB ページ




ブラケットを組み替えることで、
90°、135°、180° の角度に対応可能


180°



135°



90°



■ ツイン手すり W+W 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)

ツイン W+W 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

従来(非抗菌・非抗ウイルス)の木手すりは **P.26**

ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
丸ベース	ベースポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-10 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000888	ベースポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-20 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000889	ベースポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-30 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000890
Tベース	ベースポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-50 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-000891	ベースポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-60 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000892	ベースポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-70 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-000893
T1000	ベースポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-52 94,600 円 (税別 86,000 円) TAISコード:00254-000894	ベースポジBPZ Tベース1000 ショート ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-62 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード:00254-000895	ベースポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+W 抗B/V セット BPZ-310V-72 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード:00254-000896

ベスポジ BPZ

円型手すり 抗菌・抗ウイルス



ベスポジを軸に方向転換や足の踏み換えを円滑に行えます。



クッションカバー（オプション）を使用した例

ベスポジBPZ 円型手すり


抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-700V

30,800 円（税別 28,000 円）

TAISコード:00254-000977

WEB ページ



ベスポジ BPZ

角型手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち座りや方向転換、両手支持など多様な動作をサポートします。



縦使用



横使用



トイレなどの狭所で
特に有効です。

ベスポジBPZ 角型手すり


抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-750V

30,800 円（税別 28,000 円）

TAISコード:00254-001005

WEB ページ



縦使用での立位保持の例

円型 / 角型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

従来(非抗菌・非抗ウイルス)の木手すりは **P.27**

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
円型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000978	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-20 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000982	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000986
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-000990	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-60 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000994	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-000998
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 円型 抗B/V セット BPZ-700V-54 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-001002	バスポジBPZ Tベース1000 ショート 円型 抗B/V セット BPZ-700V-64 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001003	バスポジBPZ Tベース1000 ロング 円型 抗B/V セット BPZ-700V-74 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001004
	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-10C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-000979	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-20C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000983	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-30C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000987
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-50C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-000991	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-60C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000995	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-700V-70C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-000999
	「フッシュ手すり 2点セット」	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-12 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-000980	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-22 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000984	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-32 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000988
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-52 116,600 円 (税別 106,000 円) TAISコード:00254-000992	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-62 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-000996	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V・フッシュ 2点セット BPZ-700V-72 118,800 円 (税別 108,000 円) TAISコード:00254-001000
	「フッシュ手すり 3点セット」	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-13C 120,450 円 (税別 109,500 円) TAISコード:00254-000981	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-23C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000985	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-33C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000989
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-53C 120,450 円 (税別 109,500 円) TAISコード:00254-000993	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-63C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-000997	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット BPZ-700V-73C 122,650 円 (税別 111,500 円) TAISコード:00254-001001
角型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-001006	バスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-20 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001008	バスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001010
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード:00254-001012	バスポジBPZ Tベース ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-60 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001014	バスポジBPZ Tベース ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード:00254-001016
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 角型 抗B/V セット BPZ-750V-52 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード:00254-001018	バスポジBPZ Tベース1000 ショート 角型 抗B/V セット BPZ-750V-62 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001019	バスポジBPZ Tベース1000 ロング 角型 抗B/V セット BPZ-750V-72 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード:00254-001020
	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-10C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-001007	バスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-20C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001009	バスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-30C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001011
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-50C 89,650 円 (税別 81,500 円) TAISコード:00254-001013	バスポジBPZ Tベース ショート 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-60C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001015	バスポジBPZ Tベース ロング 角型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-750V-70C 91,850 円 (税別 83,500 円) TAISコード:00254-001017

フッシュ手すりは **P.18**



■ 円型 抗B/V・カバー・フッシュ 3点セット
(写真は、レギュラー)

■ 角型 抗B/V クッションカバー付き セット
(写真は、レギュラー)



■ フッシュ手すり (オプション)



■ クッションカバー (オプション)

新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

フッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション

ベスポジ BPZ

b型手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち上がりの重心軌道に添った形状で、立ち上がり特化型の手すりです。




ベスポジBPZ
b型手すり 抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-600V

25,300 円 (税別 23,000 円)

TAISコード:00254-000925

WEB ページ



寸法 (mm) : W257.5×D74×H400
手すり径 (mm) : Φ35 | 重量 (kg) : 0.64
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

b型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス



立ち上がりの重心軌道に添った形状で、立位支持を含めた立ち上がり特化型の手すりです。




ベスポジBPZ b型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-610V

27,500 円 (税別 25,000 円)

TAISコード:00254-000941

WEB ページ



寸法 (mm) : W257.5×D74×H650
手すり径 (mm) : Φ35 | 重量 (kg) : 0.8
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

D型手すり 抗菌・抗ウイルス



引き込みによる前傾とプッシュアップで下肢にかかる負担を軽減します。




ベスポジBPZ D型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品

BPZ-620V

19,800 円 (税別 18,000 円)

TAISコード:00254-000951

WEB ページ



寸法 (mm) : W237.5×D74×H250
手すり径 (mm) : Φ35 | 重量 (kg) : 0.53
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

b型 / b型ロング / D型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

従来(非抗菌・非抗ウイルス)の木手すりは **P.28**

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
b型手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-10 80,300 円 (税別 73000 円) TAISコード:00254-000926	バスポジBPZ 丸ベース ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-20 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000928	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-30 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000930
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-50 80,300 円 (税別 73000 円) TAISコード:00254-000932	バスポジBPZ Tベース ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-60 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000934	バスポジBPZ Tベース ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-70 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000936
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型 抗B/V セット BPZ-600V-52 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000938	バスポジBPZ Tベース1000 ショート b型 抗B/V セット BPZ-600V-62 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000939	バスポジBPZ Tベース1000 ロング b型 抗B/V セット BPZ-600V-72 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000940
	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-10C 84,150 円 (税別 76,500 円) TAISコード:00254-000927	バスポジBPZ 丸ベース ショート b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-20C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000929	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-30C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000931
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-50C 84,150 円 (税別 76,500 円) TAISコード:00254-000933	バスポジBPZ Tベース ショート b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-60C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000935	バスポジBPZ Tベース ロング b型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-600V-70C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード:00254-000937
	—	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000948	バスポジBPZ Tベース1000 ショート b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-62 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000949	バスポジBPZ Tベース1000 ロング b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-72 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000950
b型ロング 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000942	バスポジBPZ 丸ベース ショート b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000943	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000944
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000945	バスポジBPZ Tベース ショート b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000946	バスポジBPZ Tベース ロング b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000947
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000948	バスポジBPZ Tベース1000 ショート b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-62 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000949	バスポジBPZ Tベース1000 ロング b型 ロング 抗B/V セット BPZ-610V-72 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード:00254-000950
	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-10 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000952	バスポジBPZ 丸ベース ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-20 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000954	バスポジBPZ 丸ベース ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-30 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000956
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-50 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000958	バスポジBPZ Tベース ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-60 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000960	バスポジBPZ Tベース ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-70 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000962
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー D型 抗B/V セット BPZ-620V-52 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000964	バスポジBPZ Tベース1000 ショート D型 抗B/V セット BPZ-620V-62 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード:00254-000965	バスポジBPZ Tベース1000 ロング D型 抗B/V セット BPZ-620V-72 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード:00254-000966
D型手すり 抗菌・抗ウイルス	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-10C 78,650 円 (税別 71,500 円) TAISコード:00254-000953	バスポジBPZ 丸ベース ショート D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-20C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000955	バスポジBPZ 丸ベース ロング D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-30C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000957
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-50C 78,650 円 (税別 71,500 円) TAISコード:00254-000959	バスポジBPZ Tベース ショート D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-60C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000961	バスポジBPZ Tベース ロング D型 抗B/V クッションカバー付き セット BPZ-620V-70C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード:00254-000963



■ b型 抗B/V クッションカバー付き セット
(写真は、レギュラー)



■ b型ロング 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ D型 抗B/V クッションカバー付き セット
(写真は、レギュラー)



■ クッションカバー (オプション)

新
オ
ブ
シ
ョ
ン

基
本
セ
ッ
ト

抗
菌
・
抗
ウ
イ
ル
ス

ブ
ッ
シ
ュ
・
玄
関

グ
リ
ッ
プ
ア
ー
ム

シ
ス
テ
ム
手
す
り

従
来
オ
フ
シ
ョ
ン

ベスポジ BPZ

ウェーブ型手すり 抗菌・抗ウイルス




移動の中継や動作の支援に有効な基本形の手すりです。



ベスポジBPZ ウェーブ型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品
BPZ-500V
17,600 円 (税別 16,000 円)
TAISコード:00254-000897

WEB ページ




寸法 (mm) : W145×D74×H400
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.53
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

ウェーブ型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス




立ち上がりや段差昇降などの動作をサポートする基本形の手すりです。



ベスポジBPZ ウェーブ型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス 単品
BPZ-500VL
18,700 円 (税別 17,000 円)
TAISコード:00254-000898

WEB ページ





寸法 (mm) : W145×D74×H650
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.62
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

I型手すり 抗菌・抗ウイルス




床からの立ち上がりや段差昇降など、重心の上下動が大きく把持力低下傾向の方に有効です。



ベスポジBPZ I型手すり
抗菌・抗ウイルス 単品
BPZ-630V
25,300 円 (税別 23,000 円)
TAISコード:00254-000967

WEB ページ



寸法 (mm) : W147.5×D74×H950
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.91
材質 : [手すり部] 木集成材、[ブラケット] PA

ウェーブ型 / ウェーブ型ロング / I型 抗菌・抗ウイルス 手すりセット

従来(非抗菌・非抗ウイルス)の木手すりは **P.29**

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
ウェーブ型 抗菌・抗ウイルス 手すり	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-10 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード:00254-000899	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-20 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000901	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-30 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000903
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-50 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード:00254-000905	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-60 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000907	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-70 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード:00254-000909
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-52 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード:00254-000919	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-62 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000921	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型 抗B/V セット BPZ-500V-72 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード:00254-000923
ウェーブ型ロング手すり 抗菌・抗ウイルス	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-11 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-000900	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-21 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000902	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-31 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000904
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-51 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード:00254-000906	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-61 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000908	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-71 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード:00254-000910
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-53 78,100 円 (税別 71,000 円) TAISコード:00254-000920	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-63 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000922	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット BPZ-500V-73 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000924
	グリップ茶付	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-14 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000911		バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-34 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000913
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-54 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000915		バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ茶付 BPZ-500V-74 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000917
	グリップ緑付	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-15 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000912		バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-35 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000914
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-55 74,250 円 (税別 67,500 円) TAISコード:00254-000916		バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング 抗B/V セット グリップ緑付 BPZ-500V-75 76,450 円 (税別 69,500 円) TAISコード:00254-000918
	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-10 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000968	バスポジBPZ 丸ベース ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-20 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000969	バスポジBPZ 丸ベース ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-30 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000970
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-50 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード:00254-000971	バスポジBPZ Tベース ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-60 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000972	バスポジBPZ Tベース ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-70 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード:00254-000973
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー I型 抗B/V セット BPZ-630V-52 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード:00254-000974	バスポジBPZ Tベース1000 ショート I型 抗B/V セット BPZ-630V-62 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000975	バスポジBPZ Tベース1000 ロング I型 抗B/V セット BPZ-630V-72 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード:00254-000976



■ ウェーブ型 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ ウェーブ型ロング 抗B/V セット
グリップ緑付
(写真は、レギュラー)



■ I型 抗B/V セット
(写真は、レギュラー)



■ グリップボール (オプション)

新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

ブッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション

ベスポジ BPZ

プッシュ手すり

握らず使える面受け手すり。高いクッション性で方向調整可、寄り掛かりに




ベスポジBPZ
プッシュ手すり 単品

BPZ-400

30,800 円 (税別 28,000 円)

TAISコード:00254-000439

WEB ページ



寸法 (mm) : W258xD215xH94.5



手すり厚み (mm) : 45 | 重量 (kg) : 1.05

材質 : [手すり部] エラストマー、樹脂 [ブラケット] PA、アルミ

ベスポジ BPZ

玄関アームレギュラー

玄関段差で立位保持、立ち座り、昇降、横移動 (カニ歩き) 対応の手すり




ベスポジBPZ
玄関アームRE 単品

BPE-500-10

47,300 円 (税別 43,000 円)

TAISコード:00254-000360

WEB ページ



寸法 (mm) : W120xD455xH1355


手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 2.0

材質 : ポリアミド、アルミ、ABS 樹脂、シリコンほか

ベスポジ BPZ

玄関アームショート

玄関段差で立位保持・着座・昇降・横移動対応のショートタイプ手すり




ベスポジBPZ
玄関アームSH 単品

BPE-500-20

41,800 円 (税別 38,000 円)

TAISコード:00254-000361

WEB ページ



寸法 (mm) : W120xD455xH955

手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 1.5

材質 : ポリアミド、アルミ、ABS 樹脂、シリコンほか

プッシュ手すり / 玄関アームレギュラー / 玄関アームショート 手すりセット

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
プッシュ手すり	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー プッシュ手すり セット BPZ-400-10 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード: 00254-000440	バスポジBPZ 丸ベース ショート プッシュ手すり セット BPZ-400-20 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000441	バスポジBPZ 丸ベース ロング プッシュ手すり セット BPZ-400-30 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000442
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー プッシュ手すり セット BPZ-400-50 85,800 円 (税別 78,000 円) TAISコード: 00254-000443	バスポジBPZ Tベース ショート プッシュ手すり セット BPZ-400-60 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000444	バスポジBPZ Tベース ロング プッシュ手すり セット BPZ-400-70 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000445
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー プッシュ手すり セット BPZ-400-52 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード: 00254-000808		バスポジBPZ Tベース1000 ロング プッシュ手すり セット BPZ-400-72 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード: 00254-000809
玄関アームレギュラー	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 玄関アームRE セット BPZ-800-10 102,300 円 (税別 93,000 円) TAISコード: 00254-000557	バスポジBPZ 丸ベース ショート 玄関アームRE セット BPZ-800-20 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000558	バスポジBPZ 丸ベース ロング 玄関アームRE セット BPZ-800-30 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000559
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 玄関アームRE セット BPZ-800-50 102,300 円 (税別 93,000 円) TAISコード: 00254-000560	バスポジBPZ Tベース ショート 玄関アームRE セット BPZ-800-60 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000561	バスポジBPZ Tベース ロング 玄関アームRE セット BPZ-800-70 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000562
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 玄関アームRE セット BPZ-800-52 106,700 円 (税別 97,000 円) TAISコード: 00254-000835		バスポジBPZ Tベース1000 ロング 玄関アームRE セット BPZ-800-72 108,900 円 (税別 99,000 円) TAISコード: 00254-000836
		耐水 丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-10 107,800 円 (税別 98,000 円) TAISコード: 00254-000569	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-20 110,000 円 (税別 100,000 円) TAISコード: 00254-000570	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-30 110,000 円 (税別 100,000 円) TAISコード: 00254-000571
		耐水 Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-50 107,800 円 (税別 98,000 円) TAISコード: 00254-000572	バスポジBPZ Tベース ショート 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-60 110,000 円 (税別 100,000 円) TAISコード: 00254-000573	バスポジBPZ Tベース ロング 耐水 玄関アームRE セット BPZ-850-70 110,000 円 (税別 100,000 円) TAISコード: 00254-000574
玄関アームショート	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 玄関アームSH セット BPZ-810-10 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード: 00254-000563	バスポジBPZ 丸ベース ショート 玄関アームSH セット BPZ-810-20 99,000 円 (税別 90,000 円) TAISコード: 00254-000564	バスポジBPZ 丸ベース ロング 玄関アームSH セット BPZ-810-30 99,000 円 (税別 90,000 円) TAISコード: 00254-000565
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 玄関アームSH セット BPZ-810-50 96,800 円 (税別 88,000 円) TAISコード: 00254-000566	バスポジBPZ Tベース ショート 玄関アームSH セット BPZ-810-60 99,000 円 (税別 90,000 円) TAISコード: 00254-000567	バスポジBPZ Tベース ロング 玄関アームSH セット BPZ-810-70 99,000 円 (税別 90,000 円) TAISコード: 00254-000568
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 玄関アームSH セット BPZ-810-52 101,200 円 (税別 92,000 円) TAISコード: 00254-000837		バスポジBPZ Tベース1000 ロング 玄関アームSH セット BPZ-810-72 103,400 円 (税別 94,000 円) TAISコード: 00254-000838
		耐水 丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-10 102,300 円 (税別 93,000 円) TAISコード: 00254-000575	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-20 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000576	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-30 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000577
		耐水 Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-50 102,300 円 (税別 93,000 円) TAISコード: 00254-000578	バスポジBPZ Tベース ショート 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-60 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000579	バスポジBPZ Tベース ロング 耐水 玄関アームSH セット BPZ-860-70 104,500 円 (税別 95,000 円) TAISコード: 00254-000580



■ プッシュ手すり セット
(写真は、レギュラー)



■ 玄関アームレギュラー セット
(写真は、レギュラー)



■ 玄関アームショート セット
(写真は、レギュラー)

新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

プッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション

ベスポジ BPZ

グリップアーム 3P

凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すり。




ベスポジBPZ
グリップアーム 3P 単品

BPE-300-70

19,800 円 (税別 18,000 円)

TAISコード:00254-000144

WEB ページ



寸法 (mm) : W168×D74×H405
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.66
材質 : [手すり部] アルミ、樹脂 [ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

グリップアーム 5P

滑り止め突起が5つで、玄関ポーチなどでの上下移動を考慮した手すり。




ベスポジBPZ
グリップアーム 5P 単品

BPE-300-60

22,000 円 (税別 20,000 円)

TAISコード:00254-000143

WEB ページ



寸法 (mm) : W168×D74×H600
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.8
材質 : [手すり部] アルミ、樹脂 [ブラケット] PA

ベスポジ BPZ

グリップアーム 5P斜

幅広部分によって、立位保持の安定を配慮。イスからの立ち座りにも対応。




ベスポジBPZ
グリップアーム 5P斜 単品

BPE-300-50

22,000 円 (税別 20,000 円)

TAISコード:00254-000142

WEB ページ



寸法 (mm) : W205×D74×H598
手すり径 (mm) : Ø35 | 重量 (kg) : 0.84
材質 : [手すり部] アルミ、樹脂 [ブラケット] PA

グリップアーム 3P / 5P / 5P斜 手すりセット

手すり	オプション	ベース \ 本体	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
グリップアーム 3P	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム 3P セット BPZ-510-10 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード: 00254-000458	ベスポジBPZ 丸ベース ショート グリップアーム 3P セット BPZ-510-20 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000459	ベスポジBPZ 丸ベース ロング グリップアーム 3P セット BPZ-510-30 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000460
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー グリップアーム 3P セット BPZ-510-50 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード: 00254-000461	ベスポジBPZ Tベース ショート グリップアーム 3P セット BPZ-510-60 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000462	ベスポジBPZ Tベース ロング グリップアーム 3P セット BPZ-510-70 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000463
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー グリップアーム 3P セット BPZ-510-52 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000816		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング グリップアーム 3P セット BPZ-510-72 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000817
		耐水 丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム 3P セット BPZ-515-10 80,300 円 (税別 73,000 円) TAISコード: 00254-000476	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム 3P セット BPZ-515-20 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000477	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム 3P セット BPZ-515-30 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000478
グリップアーム 5P	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム 5P セット BPZ-511-10 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000464	ベスポジBPZ 丸ベース ショート グリップアーム 5P セット BPZ-511-20 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000465	ベスポジBPZ 丸ベース ロング グリップアーム 5P セット BPZ-511-30 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000466
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー グリップアーム 5P セット BPZ-511-50 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000467	ベスポジBPZ Tベース ショート グリップアーム 5P セット BPZ-511-60 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000468	ベスポジBPZ Tベース ロング グリップアーム 5P セット BPZ-511-70 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000469
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー グリップアーム 5P セット BPZ-511-52 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000818		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング グリップアーム 5P セット BPZ-511-72 83,600 円 (税別 76,000 円) TAISコード: 00254-000819
		耐水 丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム 5P セット BPZ-516-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000479	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム 5P セット BPZ-516-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000480	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム 5P セット BPZ-516-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000481
グリップアーム 5P斜	—	丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-10 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000470	ベスポジBPZ 丸ベース ショート グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-20 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000471	ベスポジBPZ 丸ベース ロング グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-30 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000472
		Tベース	ベスポジBPZ Tベース レギュラー グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-50 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000473	ベスポジBPZ Tベース ショート グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-60 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000474	ベスポジBPZ Tベース ロング グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-70 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000475
		T1000	ベスポジBPZ Tベース1000 レギュラー グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-52 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000820		ベスポジBPZ Tベース1000 ロング グリップアーム 5P斜 セット BPZ-512-72 83,600 円 (税別 76,000 円) TAISコード: 00254-000821
		耐水 丸ベース	ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム 5P斜 セット BPZ-517-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000482	ベスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム 5P斜 セット BPZ-517-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000483	ベスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム 5P斜 セット BPZ-517-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000484

新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

フッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション



■ グリップアーム 3P
(写真は、レギュラー)

■ グリップアーム 5P
(写真は、レギュラー)



■ グリップアーム 5P斜
(写真は、レギュラー)

ベースポジ BPZ 伸縮手すり 固定

WEB ページ



壁にとらわれず、目的に応じた動線づくりが可能。伸縮手すりで間隔調整も容易です。




ベースポジ BPZ 伸縮手すり 曲げ

WEB ページ



段差に傾斜設置可能。横曲げでオフセット・コーナーも対応。角度・間隔調整も可。






ベースポジ BPZ 木手すり 固定

WEB ページ



ストレートに連結する手すり。壁や家具にとられない設置が可能です。




ベースポジ BPZ 木手すり 曲げ

WEB ページ



段差では傾斜をつけられる他、横曲げでオフセット型やコーナー部にも対応する手すり。




ベースポジ BPZ 木手すり 跳ね上げ

WEB ページ



扉前で通行制限を緩和。跳ね上げ軽く、降ろす時は抵抗が掛かる安全仕様。





ベースポジ BPZ 木手すり 取り外し

WEB ページ




一時的に取り外し可能な連結手すり。例えば、部屋の内外をつなぐ場合などに有効。




H型 伸縮・固定 セット

伸縮手すり(ブラケットなし)は **P.24**

手すり	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600・900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-10 139,700 円 (税別 127,000 円) TAISコード: 00254-000654	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-20 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000657	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-30 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000660
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-50 139,700 円 (税別 127,000 円) TAISコード: 00254-000663	バスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-60 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000666	バスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2500-70 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000669
		丸ベース 耐水 バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2700-10 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000684	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2700-20 155,100 円 (税別 141,000 円) TAISコード: 00254-000687	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 600-900 セット BPZ-H2700-30 155,100 円 (税別 141,000 円) TAISコード: 00254-000690
	900・1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-11 139,700 円 (税別 127,000 円) TAISコード: 00254-000655	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-21 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000658	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-31 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000661
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-51 139,700 円 (税別 127,000 円) TAISコード: 00254-000664	バスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-61 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000667	バスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2500-71 144,100 円 (税別 131,000 円) TAISコード: 00254-000670
		丸ベース 耐水 バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2700-11 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000685	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2700-21 155,100 円 (税別 141,000 円) TAISコード: 00254-000688	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 900-1200 セット BPZ-H2700-31 155,100 円 (税別 141,000 円) TAISコード: 00254-000691
	1200・1500	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-12 146,300 円 (税別 133,000 円) TAISコード: 00254-000656	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-22 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000659	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-32 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000662
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-52 146,300 円 (税別 133,000 円) TAISコード: 00254-000665	バスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-62 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000668	バスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2500-72 150,700 円 (税別 137,000 円) TAISコード: 00254-000671
		丸ベース 耐水 バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2700-12 157,300 円 (税別 143,000 円) TAISコード: 00254-000686	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2700-22 161,700 円 (税別 147,000 円) TAISコード: 00254-000689	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・固定 1200-1500 セット BPZ-H2700-32 161,700 円 (税別 147,000 円) TAISコード: 00254-000692
手すり単体	600-900	システム伸縮手すり固定セット 600~900	SBR-30-609 29,700 円 (税別 27,000 円) TAISコード: 00254-000169	
	900-1200	システム伸縮手すり固定セット 900~1200	SBR-30-912 29,700 円 (税別 27,000 円) TAISコード: 00254-000170	
	1200-1500	システム伸縮手すり固定セット 1200~1500	BPZ-900 36,300 円 (税別 33,000 円) TAISコード: 00254-000653	

H型 伸縮・曲げ セット

伸縮手すり(ブラケットなし)は **P.24**

手すり	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600・900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-10 141,240 円 (税別 128,400 円) TAISコード: 00254-000672	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-20 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000674	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-30 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000676
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-50 141,240 円 (税別 128,400 円) TAISコード: 00254-000678	バスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-60 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000680	バスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2600-70 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000682
		丸ベース 耐水 バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2800-10 152,240 円 (税別 138,400 円) TAISコード: 00254-000693	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2800-20 156,640 円 (税別 142,400 円) TAISコード: 00254-000695	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・曲げ 600-900 セット BPZ-H2800-30 156,640 円 (税別 142,400 円) TAISコード: 00254-000697
	900・1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-11 141,240 円 (税別 128,400 円) TAISコード: 00254-000673	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-21 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000675	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-31 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000677
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-51 141,240 円 (税別 128,400 円) TAISコード: 00254-000679	バスポジBPZ Tベース ショート H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-61 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000681	バスポジBPZ Tベース ロング H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2600-71 145,640 円 (税別 132,400 円) TAISコード: 00254-000683
		丸ベース 耐水 バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2800-11 152,240 円 (税別 138,400 円) TAISコード: 00254-000694	バスポジBPZ 丸ベース ショート 耐水 H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2800-21 156,640 円 (税別 142,400 円) TAISコード: 00254-000696	バスポジBPZ 丸ベース ロング 耐水 H型 伸縮・曲げ 900-1200 セット BPZ-H2800-31 156,640 円 (税別 142,400 円) TAISコード: 00254-000698
手すり単体	600-900	システム伸縮手すり曲げセット 600~900	SBR-40-609 31,240 円 (税別 28,400 円) TAISコード: 00254-000171	
	900-1200	システム伸縮手すり曲げセット 900~1200	SBR-40-912 31,240 円 (税別 28,400 円) TAISコード: 00254-000172	

新
オ
ブ
シ
ョ
ン

基
本
セ
ッ
ト

抗
菌
・
抗
ウ
ィ
ル
ス

プ
ッ
シ
ュ
・
玄
関

グ
リ
ッ
プ
ア
ー
ム

シ
ス
テ
ム
手
す
り

従
来
オ
ブ
シ
ョ
ン

H型 木手すり 固定 セット

木手すり 標準タイプ(ブラケットなし)は **P.25**

手すりセット	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-10 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000581	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-20 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000584	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-30 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000587
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-50 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000590	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-60 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000593	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 固定 600 セット BPZ-H2000-70 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000596
	900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-11 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000582	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-21 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000585	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-31 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000588
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-51 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000591	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-61 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000594	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 固定 900 セット BPZ-H2000-71 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000597
	1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-12 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000583	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-22 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000586	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-32 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000589
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-52 126,500 円 (税別 115,000 円) TAISコード: 00254-000592	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-62 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000595	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 固定 1200 セット BPZ-H2000-72 130,900 円 (税別 119,000 円) TAISコード: 00254-000598

手すり単体	600	システム木手すり 固定セット 600	SBR-10-060 16,500 円 (税別 15,000 円)	TAISコード: 00254-000113
	900	システム木手すり 固定セット 900	SBR-10-090 16,500 円 (税別 15,000 円)	TAISコード: 00254-000062
	1200	システム木手すり 固定セット 1200	SBR-10-120 16,500 円 (税別 15,000 円)	TAISコード: 00254-000117

H型 木手すり 曲げ セット

木手すり 標準タイプ(ブラケットなし)は **P.25**

手すりセット	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-10 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000599	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-20 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000602	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-30 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000605
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-50 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000608	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-60 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000611	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 曲げ 600 セット BPZ-H2100-70 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000614
	900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-11 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000600	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-21 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000603	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-31 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000606
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-51 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000609	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-61 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000612	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 曲げ 900 セット BPZ-H2100-71 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000615
	1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-12 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000601	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-22 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000604	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-32 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000607
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-52 128,040 円 (税別 116,400 円) TAISコード: 00254-000610	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-62 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000613	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 曲げ 1200 セット BPZ-H2100-72 132,440 円 (税別 120,400 円) TAISコード: 00254-000616

手すり単体	600	システム木手すり 曲げセット 600	SBR-20-060 18,040 円 (税別 16,400 円)	TAISコード: 00254-000114
	900	システム木手すり 曲げセット 900	SBR-20-090 18,040 円 (税別 16,400 円)	TAISコード: 00254-000063
	1200	システム木手すり 曲げセット 1200	SBR-20-120 18,040 円 (税別 16,400 円)	TAISコード: 00254-000118

伸縮手すり



手すり単体 ※ブラケットは含まれません	600~900	伸縮手すり 600~900	SBR-600-609 22,000 円 (税別 20,000 円)	TAISコード: 設定なし
	900~1200	伸縮手すり 900~1200	SBR-600-912 22,000 円 (税別 20,000 円)	TAISコード: 設定なし
	1200~1500	伸縮手すり 1200~1500	BPZ-900-1215 28,600 円 (税別 26,000 円)	TAISコード: 設定なし

H型 木手すり 跳ね上げ セット

木手すり 標準タイプ(ブラケットなし)は

ページ下

手すりセット	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-10 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000617	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-20 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000620	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-30 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000623
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-50 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000626	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-60 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000629	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 600 セット BPZ-H2200-70 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000632
	900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-11 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000618	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-21 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000621	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-31 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000624
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-51 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000627	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-61 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000630	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 900 セット BPZ-H2200-71 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000633
	1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-12 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000619	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-22 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000622	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-32 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000625
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-52 143,000 円 (税別 130,000 円) TAISコード: 00254-000628	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-62 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000631	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 跳ね上げ 1200 セット BPZ-H2200-72 147,400 円 (税別 134,000 円) TAISコード: 00254-000634
手すり単体	600	システム木手すり 跳ね上げセット 600	SBR-70-060 33,000 円 (税別 30,000 円)	TAISコード: 00254-000115
	900	システム木手すり 跳ね上げセット 900	SBR-70-090 33,000 円 (税別 30,000 円)	TAISコード: 00254-000064
	1200	システム木手すり 跳ね上げセット 1200	SBR-70-120 33,000 円 (税別 30,000 円)	TAISコード: 00254-000119

H型 木手すり 取り外し セット

木手すり 標準タイプ(ブラケットなし)は

ページ下

手すりセット	タイプ	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
	600	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-10 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000635	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-20 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000638	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-30 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000641
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-50 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000644	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-60 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000647	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 取り外し 600 セット BPZ-H2300-70 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000650
	900	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-11 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000636	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-21 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000639	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-31 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000642
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-51 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000645	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-61 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000648	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 取り外し 900 セット BPZ-H2300-71 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000651
	1200	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-12 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000637	バスポジBPZ 丸ベース ショート H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-22 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000640	バスポジBPZ 丸ベース ロング H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-32 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000643
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-52 129,800 円 (税別 118,000 円) TAISコード: 00254-000646	バスポジBPZ Tベース ショート H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-62 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000649	バスポジBPZ Tベース ロング H型 木手すり 取り外し 1200 セット BPZ-H2300-72 134,200 円 (税別 122,000 円) TAISコード: 00254-000652
手すり単体	600	システム木手すり 取り外しセット 600	SBR-80-060 19,800 円 (税別 18,000 円)	TAISコード: 00254-000116
	900	システム木手すり 取り外しセット 900	SBR-80-090 19,800 円 (税別 18,000 円)	TAISコード: 00254-000065
	1200	システム木手すり 取り外しセット 1200	SBR-80-120 19,800 円 (税別 18,000 円)	TAISコード: 00254-000120

木手すり 標準タイプ



手すり単体 ※ブラケットは含まれません	600	システム木手すり 標準タイプ 600	SBR-200-060 8,800 円 (税別 8,000 円)	TAISコード: 設定なし
	900	システム木手すり 標準タイプ 900	SBR-200-090 8,800 円 (税別 8,000 円)	TAISコード: 設定なし
	1200	システム木手すり 標準タイプ 1200	SBR-200-120 8,800 円 (税別 8,000 円)	TAISコード: 設定なし

新
オ
ブ
シ
ョ
ン

基
本
セ
ッ
ト

抗
菌
・
抗
ウ
ィ
ル
ス

フ
ッ
シ
ュ
・
玄
関

グ
リ
ッ
プ
ア
ー
ム

シ
ス
テ
ム
手
す
り

従
来
オ
ブ
シ
ョ
ン

ツイン手すり W+D

抗菌・抗ウイルスの木手すりは

P.10

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 右の組合せ	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+D セット BPZ-300-10 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000426	バスポジBPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+D セット BPZ-300-20 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード: 00254-000427	バスポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+D セット BPZ-300-30 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード: 00254-000428
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+D セット BPZ-300-50 88,000 円 (税別 80,000 円) TAISコード: 00254-000429	バスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+D セット BPZ-300-60 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード: 00254-000430	バスポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+D セット BPZ-300-70 90,200 円 (税別 82,000 円) TAISコード: 00254-000431
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+D セット BPZ-300-52 92,400 円 (税別 84,000 円) TAISコード: 00254-000804		バスポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+D セット BPZ-300-72 94,600 円 (税別 86,000 円) TAISコード: 00254-000805

手すり単体

バスポジBPZ ツイン手すり W+D 単品 **BPZ-300 33,000 円** (税別 30,000 円) TAISコード: 00254-000425

ツイン手すり W+W

抗菌・抗ウイルスの木手すりは

P.11

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 右の組合せ	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+W セット BPZ-310-10 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード: 00254-000433	バスポジBPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+W セット BPZ-310-20 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード: 00254-000434	バスポジBPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+W セット BPZ-310-30 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード: 00254-000435
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+W セット BPZ-310-50 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード: 00254-000436	バスポジBPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W セット BPZ-310-60 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード: 00254-000437	バスポジBPZ Tベース ロング ツイン手すり W+W セット BPZ-310-70 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード: 00254-000438
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ツイン手すり W+W セット BPZ-310-52 91,300 円 (税別 83,000 円) TAISコード: 00254-000806		バスポジBPZ Tベース1000 ロング ツイン手すり W+W セット BPZ-310-72 93,500 円 (税別 85,000 円) TAISコード: 00254-000807

手すり単体

バスポジBPZ ツイン手すり W+W 単品 **BPZ-310 31,900 円** (税別 29,000 円) TAISコード: 00254-000432



ツイン手すり W+D
WEB ページ



ツイン手すり W+W
WEB ページ



従来の木手すりは抗菌・抗ウイルス仕様ではございません。

円型手すり		プッシュ手すりは		P.18	抗菌・抗ウイルスの木手すりは		P.12 - 13	
手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)		ショート (1700~2100 mm)		ロング (2200~3000 mm)		
 + 右の組合せ	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 セット BPZ-700-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000521	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 セット BPZ-700-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000525	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 セット BPZ-700-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000529			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 セット BPZ-700-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000533	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 セット BPZ-700-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000537	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 セット BPZ-700-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000541			
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 円型 セット BPZ-700-54 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード: 00254-000831				バスポジBPZ Tベース1000 ロング 円型 セット BPZ-700-74 89,100 円 (税別 81,000 円) TAISコード: 00254-000832	
	クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-10C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード: 00254-000522	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-20C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000526	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-30C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000530			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-50C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード: 00254-000534	バスポジBPZ Tベース ショート 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-60C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000538	バスポジBPZ Tベース ロング 円型 クッションカバー付き セット BPZ-700-70C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000542			
	「プッシュ手すり」 「2点セット」	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-12 113,300 円 (税別 103,000 円) TAISコード: 00254-000523	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-22 115,500 円 (税別 105,000 円) TAISコード: 00254-000527	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-32 115,500 円 (税別 105,000 円) TAISコード: 00254-000531			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-52 113,300 円 (税別 103,000 円) TAISコード: 00254-000535	バスポジBPZ Tベース ショート 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-62 115,500 円 (税別 105,000 円) TAISコード: 00254-000539	バスポジBPZ Tベース ロング 円型・プッシュ 2点セット BPZ-700-72 115,500 円 (税別 105,000 円) TAISコード: 00254-000543			
	「プッシュ手すり」 「3点セット」	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-13C 117,150 円 (税別 106,500 円) TAISコード: 00254-000524	バスポジBPZ 丸ベース ショート 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-23C 119,350 円 (税別 108,500 円) TAISコード: 00254-000528	バスポジBPZ 丸ベース ロング 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-33C 119,350 円 (税別 108,500 円) TAISコード: 00254-000532			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-53C 117,150 円 (税別 106,500 円) TAISコード: 00254-000536	バスポジBPZ Tベース ショート 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-63C 119,350 円 (税別 108,500 円) TAISコード: 00254-000540	バスポジBPZ Tベース ロング 円型・カバー・プッシュ 3点セット BPZ-700-73C 119,350 円 (税別 108,500 円) TAISコード: 00254-000544			
	手すり単体		バスポジBPZ 円型手すり 単品 BPE-300-20 27,500 円 (税別 25,000 円) TAISコード: 00254-000131					

角型手すり		抗菌・抗ウイルスの木手すりは			P.12 - 13
手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)	
 + 右の組合せ	—	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 セット BPZ-750-10 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000545	バスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 セット BPZ-750-20 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000547	バスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 セット BPZ-750-30 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000549	
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 セット BPZ-750-50 82,500 円 (税別 75,000 円) TAISコード: 00254-000551	バスポジBPZ Tベース ショート 角型 セット BPZ-750-60 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000553	バスポジBPZ Tベース ロング 角型 セット BPZ-750-70 84,700 円 (税別 77,000 円) TAISコード: 00254-000555	
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー 角型 セット BPZ-750-52 86,900 円 (税別 79,000 円) TAISコード: 00254-000833			
クッションカバー付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-10C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード: 00254-000546	バスポジBPZ 丸ベース ショート 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-20C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000548	バスポジBPZ 丸ベース ロング 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-30C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000550	
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-50C 86,350 円 (税別 78,500 円) TAISコード: 00254-000552	バスポジBPZ Tベース ショート 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-60C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000554	バスポジBPZ Tベース ロング 角型 クッションカバー付き セット BPZ-750-70C 88,550 円 (税別 80,500 円) TAISコード: 00254-000556	
手すり単体	バスポジBPZ 角型手すり 単品 BPE-300-30 27,500 円 (税別 25,000 円) TAISコード: 00254-000132				

円型手すり
WEB ページ



角型手すり
WEB ページ



b型手すり

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.14 - 15**

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 + 右の組合せ	—	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 セット BPZ-600-10 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000485	バスポジBPZ 丸ベース ショート b型 セット BPZ-600-20 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000487	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型 セット BPZ-600-30 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000489
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー b型 セット BPZ-600-50 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000491	バスポジBPZ Tベース ショート b型 セット BPZ-600-60 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000493	バスポジBPZ Tベース ロング b型 セット BPZ-600-70 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000495
		T1000 バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型 セット BPZ-600-52 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000822	/	
	クッションカバー付き	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型 クッションカバー付き セット BPZ-600-10C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード: 00254-000486		
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー b型 クッションカバー付き セット BPZ-600-50C 80,850 円 (税別 73,500 円) TAISコード: 00254-000492		
		丸ベース バスポジBPZ 丸ベース ショート b型 クッションカバー付き セット BPZ-600-20C 83,050 円 (税別 75,500 円) TAISコード: 00254-000488	バスポジBPZ Tベース ショート b型 クッションカバー付き セット BPZ-600-60C 83,050 円 (税別 75,500 円) TAISコード: 00254-000494	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型 クッションカバー付き セット BPZ-600-30C 83,050 円 (税別 75,500 円) TAISコード: 00254-000490

手すり単体

バスポジBPZ b型手すり 単品 **BPE-300-90 22,000 円 (税別 20,000 円)** TAISコード: 00254-000367

b型手すりロング セット

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.14 - 15**

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 + 右の組合せ	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー b型ロング セット BPZ-610-10 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000497	バスポジBPZ 丸ベース ショート b型ロング セット BPZ-610-20 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000498	バスポジBPZ 丸ベース ロング b型ロング セット BPZ-610-30 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000499
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー b型ロング セット BPZ-610-50 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000500	バスポジBPZ Tベース ショート b型ロング セット BPZ-610-60 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000501	バスポジBPZ Tベース ロング b型ロング セット BPZ-610-70 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000502
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー b型ロング セット BPZ-610-52 83,600 円 (税別 76,000 円) TAISコード: 00254-000824	/	

手すり単体

バスポジBPZ b型手すりロング単品 **BPE-300-100 24,200 円 (税別 22,000 円)** TAISコード: 00254-000368

D型手すり セット

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.14 - 15**

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 + 右の組合せ	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 セット BPZ-620-10 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000503	バスポジBPZ 丸ベース ショート D型 セット BPZ-620-20 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード: 00254-000505	バスポジBPZ 丸ベース ロング D型 セット BPZ-620-30 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード: 00254-000507
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー D型 セット BPZ-620-50 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000509	バスポジBPZ Tベース ショート D型 セット BPZ-620-60 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード: 00254-000511	バスポジBPZ Tベース ロング D型 セット BPZ-620-70 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード: 00254-000513
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー D型 セット BPZ-620-52 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード: 00254-000826	バスポジBPZ Tベース1000 ショート D型 セット BPZ-620-62 78,100 円 (税別 71,000 円) TAISコード: 00254-000827	バスポジBPZ Tベース1000 ロング D型 セット BPZ-620-72 78,100 円 (税別 71,000 円) TAISコード: 00254-000828
	クッションカバー付き	丸ベース バスポジBPZ 丸ベース レギュラー D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-10C 75,350 円 (税別 68,500 円) TAISコード: 00254-000504	バスポジBPZ 丸ベース ショート D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-20C 77,550 円 (税別 70,500 円) TAISコード: 00254-000506	バスポジBPZ 丸ベース ロング D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-30C 77,550 円 (税別 70,500 円) TAISコード: 00254-000508
		Tベース バスポジBPZ Tベース レギュラー D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-50C 75,350 円 (税別 68,500 円) TAISコード: 00254-000510	バスポジBPZ Tベース ショート D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-60C 77,550 円 (税別 70,500 円) TAISコード: 00254-000512	バスポジBPZ Tベース ロング D型 クッションカバー付き セット BPZ-620-70C 77,550 円 (税別 70,500 円) TAISコード: 00254-000514

手すり単体

バスポジBPZ D型手すり 単品 **BPE-300-110 16,500 円 (税別 15,000 円)** TAISコード: 00254-000369

b型手すり
WEB ページ



b型ロング
WEB ページ



D型手すり
WEB ページ



従来の木手すりは抗菌・抗ウイルス仕様ではございません。

ウェーブ型手すり セット

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.16 - 17**

手すりセット	オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 + 右の組合せ	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型 セット BPZ-500-10 69,300 円 (税別 63,000 円) TAISコード: 00254-000446	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型 セット BPZ-500-20 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000448	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型 セット BPZ-500-30 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000450
	Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型 セット BPZ-500-50 69,300 円 (税別 63,000 円) TAISコード: 00254-000452	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型 セット BPZ-500-60 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000454	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型 セット BPZ-500-70 71,500 円 (税別 65,000 円) TAISコード: 00254-000456
	T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型 セット BPZ-500-52 73,700 円 (税別 67,000 円) TAISコード: 00254-000810	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型 セット BPZ-500-62 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード: 00254-000812	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型 セット BPZ-500-72 75,900 円 (税別 69,000 円) TAISコード: 00254-000814
手すり単体	バスポジBPZ ウェーブ型手すり 単品 BPE-300-10 14,300円 (税別 13,000 円) TAISコード: 00254-000130			

ウェーブ型ロング セット

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.16 - 17**

手すりセット		オプション	レギュラー (1900～2700 mm)	ショート (1700～2100 mm)	ロング (2200～3000 mm)	
 + 右の組合せ	—	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット BPZ-500-11 70,400 円 (税別 64,000 円) TAISコード: 00254-000447	バスポジBPZ 丸ベース ショート ウェーブ型ロング セット BPZ-500-21 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード: 00254-000449	バスポジBPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング セット BPZ-500-31 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード: 00254-000451	
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング セット BPZ-500-51 70,400 円 (税別 64,000 円) TAISコード: 00254-000453	バスポジBPZ Tベース ショート ウェーブ型ロング セット BPZ-500-61 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード: 00254-000455	バスポジBPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング セット BPZ-500-71 72,600 円 (税別 66,000 円) TAISコード: 00254-000457	
		T1000	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー ウェーブ型ロング セット BPZ-500-53 74,800 円 (税別 68,000 円) TAISコード: 00254-000811	バスポジBPZ Tベース1000 ショート ウェーブ型ロング セット BPZ-500-63 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000813	バスポジBPZ Tベース1000 ロング ウェーブ型ロング セット BPZ-500-73 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000815	
	グリップ茶付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き BPZ-500-14 70,950 円 (税別 64,500 円) TAISコード: 00254-000845			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き BPZ-500-54 70,950 円 (税別 64,500 円) TAISコード: 00254-000849			
	グリップ緑付き	丸ベース	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き BPZ-500-15 70,950 円 (税別 64,500 円) TAISコード: 00254-000846			
		Tベース	バスポジBPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き BPZ-500-55 70,950 円 (税別 64,500 円) TAISコード: 00254-000850			
	手すり単体		バスポジBPZ ウェーブ型手すりロング 単品 BPE-300-40 15,400 円 (税別 14,000 円) TAISコード: 00254-000133			

I型手すり セット

抗菌・抗ウイルスの木手すりは **P.16 - 17**

手すりセット		オプション	レギュラー (1900~2700 mm)	ショート (1700~2100 mm)	ロング (2200~3000 mm)
 + 右の組合せ	丸ベース	—	バスポジBPZ 丸ベース レギュラー I型 セット BPZ-630-10 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000515	バスポジBPZ 丸ベース ショート I型 セット BPZ-630-20 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000516	バスポジBPZ 丸ベース ロング I型 セット BPZ-630-30 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000517
	Tベース	—	バスポジBPZ Tベース レギュラー I型 セット BPZ-630-50 77,000 円 (税別 70,000 円) TAISコード: 00254-000518	バスポジBPZ Tベース ショート I型 セット BPZ-630-60 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000519	バスポジBPZ Tベース ロング I型 セット BPZ-630-70 79,200 円 (税別 72,000 円) TAISコード: 00254-000520
	T1000	—	バスポジBPZ Tベース1000 レギュラー I型 セット BPZ-630-52 81,400 円 (税別 74,000 円) TAISコード: 00254-000829		
手すり単体	バスポジBPZ I型手すり 単品 BPE-300-120 22,000 円 (税別 20,000 円) TAISコード: 00254-000370				

ウェーブ型手すり
ウェーブ型手すりロング
WEB ページ



I型手すり
WEB ページ



新オプション

基本セット

抗菌・抗ウイルス

フッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション



トップページ



DIPPER ホームページ WEB サイト



製品紹介

■ 新オプション

基本セット



ティルト手すり



スリーポイント手すり



トリプル手すり



オフセット手すり



基本セット



■ 抗菌・抗ウイルス



円型手すり
抗菌・抗ウイルス



角型手すり
抗菌・抗ウイルス



b型手すり
抗菌・抗ウイルス



b型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス



D型手すり
抗菌・抗ウイルス



ウェーブ型手すり
抗菌・抗ウイルス



ウェーブ型ロング手すり
抗菌・抗ウイルス




I型手すり
抗菌・抗ウイルス




■ プッシュ・玄関



プッシュ手すり



玄関アームレギュラー



玄関アームショート



■ グリップアーム



グリップアーム 3P



グリップアーム 5P



グリップアーム 5P斜



■ システム手すり



伸縮手すり 固定



伸縮手すり 曲げ



木手すり 固定



木手すり 曲げ



木手すり 跳ね上げ



木手すり 取り外し



新オプション

基本セット


抗菌・抗ウイルス

プッシュ・玄関

グリップアーム

システム手すり

従来オプション



DIPPERホフメイ

東京本社	〒110-0015	東京都台東区東上野 1-7-5	TEL 03-5818-0621	FAX 03-5818-0624
大阪本部	〒544-0001	大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1	TEL 06-6754-0625	FAX 06-6758-6485
中部営業所	〒453-0013	愛知県名古屋市中村区亀島 2-26-4	TEL 052-459-3004	FAX 052-453-1277
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 2-18-30	TEL 092-686-9300	FAX 092-686-9260
受注センター	〒693-0043	島根県出雲市長浜町 516-46	TEL 0853-28-0521	FAX 0853-28-2128